



STOMIPLEIE PRODUKTER OG LØSNINGER

En komplett guide til vårt
omfattende utvalg av produkter
for colostomi, ileostomi og
urostomi samt tilbehørsprodukter



Recognising Salts research
into healthy peristomal skin



INNHold

En del av familien	3
Våre akkrediteringer	3
Confidence BE® (lukkede, tømbare og urostomi)	4
Confidence BE® Soft Convex (lukkede og tømbare)	7
Confidence BE® Urostomi	10
Confidence BE® Nattpose	12
Confidence® Natural (lukkede, tømbare og urostomi)	13
Confidence® Natural Soft Convex (lukkede og tømbare)	17
Confidence® Convex Supersoft (lukkede, tømbare og urostomi)	20
Harmony® Duo med Flexifit® och Aloe Vera (lukkede og tømbare)	24
Confidence® Comfort Neonatal/Barn med Flexifit® (tømbare)	28
Confidence® Sår- og Fistelpose med Flexifit® (ikke-steril) (tømbare)	29
Salts Formbare Ringer med Aloe	30
Salts Formbare Ringer	31
Salts Aloe-Ringer	32
Salts Stomikrage	33
Salts Plateforlenger	34
Salts Kleberfjerner	35
Salts Hudbeskyttelsesfilm	36
Salts Skin Lotion	36
Salts Hudbeskyttelsesplater	37
Salts No-Sting Stomipasta	38
Salts Adapter til urostomi	38
Salts Urinopsamlingspose	38
Confidence BE® og Salts Justerbarte Stomibelter	38
Salts No-Roma	38

EN DEL AV FAMILIEN VÅRE AKKREDITERINGER



EN DEL AV FAMILIEN

Grunnlagt i 1701 har Salts Healthcare levert innovative medisinske produkter og helsetjenester i over 300 år. Selskapet er familieeid og -drevet, med brødrene Peter og Robert Salt, iende generasjon i Salt-familien ved roret.

Salts var den første bedriften i Storbritannia som produserte den moderne stomiposen, bidro til å etablere Ileostomy Association og var også de første som ansatte personer med stomi for å lære opp og støtte nye stomipasienter.

I samarbeid med De Montfort University har vår Salts Academy utdannet stomisyepleiere i over ti år. Nylig åpnet vi Storbritannias første forskningsklinikk for hud, som skal bidra til økt kunnskap om hudens egenskaper og støtte utviklingen av fremtidens innovative medisinske hudklebere.

Salts Healthcares visjon er: **omsorg, lytting og innovasjon for å forbedre liv.** Dette er noe vi tar med oss i alt vi gjør.



BRITISH SKIN FOUNDATION

Salts Healthcare har støttet British Skin Foundation (BSF) siden 2003, og gjør det fortsatt. BSF samler inn midler til forskning for å finne behandlinger og kurer for hudsykdommer og hudkreft.

I dag opplever 60 % av britene å ha, eller å ha hatt, en hudsykdom i løpet av livet. Noen tilstander er lette å håndtere, mens andre kan være livstruende. BSF er Storbritannias eneste veldedige organisasjon dedikert til hudforskning, og har til nå støttet over 300 forskningsprosjekter og delt ut 15 millioner pund i forskningsmidler.

SKIN HEALTH ALLIANCE

Å beskytte huden ligger i vår natur.

Forskningen vår på hudvennlige hydrocolloider er en av grunnene til at vi har fått anerkjennelse fra Skin Health Alliance (SHA). SHA er en ledende internasjonal autoritet innen hudhelse, og samarbeider tett med dermatologer, forskere og hudeksperter over hele verden.

SHA tildeler sitt dermatologiske godkjenningssmerke til produkter og tjenester som gjennom dokumentert vitenskapelig og klinisk forskning oppfyller eller overgår deres strenge kriterier for hudsikkerhet.

Denne akkrediteringen plasserer Salts-produkter blant noen av verdens ledende hudvennlige merkevarer, som Olay, Bio-Oil®, Neutrogena®, Carex, og Pampers®.

BE FLEXIBLE

- Den unike, patenterte Flexifit®-platen bøyer seg ved bevegelse. Den kan forenkle tilpassing rundt stomien slik at man unngår lekkasje og sår hud.

BE COMFORTABLE

- Hudplate med Aloe vera-ekstrakt. Denne hydrokolloid-platen har høyest væskeabsorpsjon av alle hudplater fra Salts.¹
- Mykt, vannavstøtende stoff.

BE DISCREET

- Slank design med lav profil som ser mindre ut som et medisinsk hjelpemiddel.

- Posematerialet knitrer ikke.²
- Toveis luftstrøm gjennom filteret motvirker lukt og problemer med at posen blåser seg opp eller klapper sammen.
- Utløpet brettes inn i posen og festes sikkert med VELCRO® borrelås.

BE IN CONTROL

- Blå tydelige berøringspunkter på utløpet er enklere å se og bruke.³

BE YOU

- Leveres i tre farger: svart, hvit og sandfarget.



CONFIDENCE BE® – LUKKEDE POSER

MAXI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	
13–75 mm°	475	BLT1375ST	888567	BL1375B	849863	BL1375W	939346	BL1375ST	872802	30
13–55 mm°	430	BLT13ST	997441	BL13B	840534	BL13W	981242	BL13ST	843032	30

MIDI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	
13–75 mm°	290	BT1375ST	819051	B1375B	926860	B1375W	878279	B1375ST	819336	30
13–55 mm°	350	BT13ST	897452	B13B	933662	B13W	924618	B13ST	822571	30
25 mm*	350	–	–	B25B	886403	B25W	967818	B25ST	984293	30
28 mm*	350	–	–	B28B	974245	B28W	888257	B28ST	961100	30
32 mm*	350	–	–	B32B	948691	B32W	949812	B32ST	991577	30
35 mm*	350	–	–	B35B	803211	B35W	835170	B35ST	960437	30
38 mm*	350	–	–	B38B	892005	B38W	894298	B38ST	852542	30
41 mm*	350	–	–	B41B	894052	B41W	905201	B41ST	961450	30

MINI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	PK‡	VARENR	
13–55 mm°	180	–	–	BM13B	844508	BM13W	820215	BM13ST	894566	30

°Starthull. *Ferdigklippet. ‡Produktkode.

CONFIDENCE BE®



CONFIDENCE BE® – TØMBARE POSER

MAXI

STØRR- ELSE	VOLUM/ ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENR	PK†	VARENR	PK†	VARENR	PK†	VARENR	
13–75 mm*	350	BDLT1375ST	971899	BDL1375B	949950	BDL1375W	844683	BDL1375ST	863059	30
13–55 mm*	400	BDLT13ST	968845	BDL13B	837792	BDL13W	801825	BDL13ST	887102	30

MIDI

STØRR- ELSE	VOLUM/ ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENR	PK†	VARENR	PK†	VARENR	PK†	VARENR	
13–75 mm*	270	BDT1375ST	856592	BD1375B	940819	BD1375W	809361	BD1375ST	926958	30
13–55 mm*	335	BDT13ST	888654	BD13B	941731	BD13W	889771	BD13ST	854958	30
25 mm*	335	–	–	BD25B	924468	BD25W	966080	BD25ST	832263	30
28 mm*	335	–	–	BD28B	822777	BD28W	858262	BD28ST	949470	30
32 mm*	335	–	–	BD32B	930416	BD32W	873685	BD32ST	845558	30
35 mm*	335	–	–	BD35B	984014	BD35W	853880	BD35ST	885352	30
38 mm*	335	–	–	BD38B	980195	BD38W	968071	BD38ST	998840	30
41 mm*	335	–	–	BD41B	837026	BD41W	926745	BD41ST	976276	30

MINI

STØRR- ELSE	VOLUM/ ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENR	PK†	VARENR	PK†	VARENR	PK†	VARENR	
13–55 mm*	170	–	–	BDM13B	832756	BDM13W	863882	BDM13ST	883566	30

*Starthull. *Ferdigklippet. †Produktkode.

CONFIDENCE BE® SOFT CONVEX



BE FLEXIBLE

- Den unike, patenterte Flexifit®-platen bøyer seg ved bevegelse. Den kan forenkle tilpassing rundt stomien slik at man unngår lekkasje og sår hud.

BE COMFORTABLE

- Hudplate med Aloe vera-ekstrakt.
- Raskere klebing og større erosjonsmotstand sammenlignet med andre Salts Healthcare hudklebere.¹

- Mykt, vannavstøtende stoff.

BE DISCREET

- Slank design med lav profil som ser mindre ut som et medisinsk hjelpemiddel.


- Posematerialet knitrer ikke.²
- Toveis luftstrøm gjennom filteret motvirker lukt og problemer med at posen blåser seg opp eller klapper sammen.

BE IN CONTROL

- Belteører.
- Blå tydelige berøringspunkter på utløpet er enklere å se og bruke.³

BE YOU

- Leveres i tre farger: svart, hvit og sandfarget.



CONFIDENCE BE® SOFT CONVEX

CONFIDENCE BE® SOFT CONVEX – LUKKEDE POSER

MAXI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	
13–25 mm°	470	XBL1325B	907041	XBL1325W	884649	XBL1325ST	850039	10
13–38 mm°	470	XBL1338B	834736	XBL1338W	880463	XBL1338ST	980616	10
13–52 mm°	410	XBL1352B	840460	XBL1352W	859053	XBL1352ST	932876	10

MIDI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	
13–25 mm°	370	XB1325B	964414	XB1325W	964894	XB1325ST	940008	10
13–38 mm°	370	XB1338B	812106	XB1338W	923295	XB1338ST	983554	10
13–52 mm°	335	XB1352B	909669	XB1352W	838777	XB1352ST	810554	10
21 mm*	370	XB21B	890275	XB21W	923609	XB21ST	976395	10
25 mm*	370	XB25B	994340	XB25W	834256	XB25ST	802761	10
28 mm*	370	XB28B	885047	XB28W	999147	XB28ST	870433	10
32 mm*	370	XB32B	919121	XB32W	803708	XB32ST	814951	10
35 mm*	370	XB35B	946900	XB35W	811528	XB35ST	812352	10
38 mm*	370	XB38B	832866	XB38W	982464	XB38ST	964729	10
41 mm*	370	XB41B	966341	XB41W	854979	XB41ST	997322	10

MINI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	
13–25 mm°	205	XBM1325B	940880	XBM1325W	999546	XBM1325ST	929937	10
13–38 mm°	205	XBM1338B	832550	XBM1338W	934034	XBM1338ST	984570	10

°Starthull. *Ferdigklippet. †Produktkode.

CONFIDENCE BE® JUSTERBART STOMIBELTE

STØRRELSE	Svart		Hvit		Sandfarget		ANTALL
	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	
100 cm	BB01B	883913	BB01W	815432	BB01ST	859137	1

CONFIDENCE BE® SOFT CONVEX – TØMBARE POSER

MAXI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	
13–25 mm°	435	XBDL1325B	872401	XBDL1325W	832596	XBDL1325ST	887611	10
13–38 mm°	435	XBDL1338B	820942	XBDL1338W	842210	XBDL1338ST	956252	10
13–52 mm°	395	XBDL1352B	966207	XBDL1352W	932712	XBDL1352ST	860967	10

MIDI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	
13–25 mm°	330	XBD1325B	823606	XBD1325W	826548	XBD1325ST	856476	10
13–38 mm°	330	XBD1338B	977060	XBD1338W	809972	XBD1338ST	802783	10
13–52 mm°	310	XBD1352B	987399	XBD1352W	962221	XBD1352ST	929910	10
21 mm*	330	XBD21B	907685	XBD21W	961655	XBD21ST	805679	10
25 mm*	330	XBD25B	852491	XBD25W	926661	XBD25ST	866025	10
28 mm*	330	XBD28B	822988	XBD28W	894538	XBD28ST	910074	10
32 mm*	330	XBD32B	989591	XBD32W	862997	XBD32ST	890073	10
35 mm*	330	XBD35B	978264	XBD35W	967155	XBD35ST	953912	10
38 mm*	330	XBD38B	853644	XBD38W	830839	XBD38ST	871305	10
41 mm*	330	XBD41B	904318	XBD41W	911740	XBD41ST	823828	10

MINI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	
13–25 mm°	180	XBDM1325B	935499	XBDM1325W	841359	XBDM1325ST	852404	10
13–38 mm°	180	XBDM1338B	958244	XBDM1338W	809208	XBDM1338ST	869890	10

°Starthull. *Ferdigklippet. †Produktkode.

CONFIDENCE BE® JUSTERBART STOMIBELTE

STØRRELSE	Svart		Hvit		Sandfarget		ANTALL
	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	PK†	VARENØ	
100 cm	BB01B	883913	BB01W	815432	BB01ST	859137	1

CONFIDENCE BE® UROSTOMI



BE FLEXIBLE

- Den unike, patenterte Flexifit®-platen bøyer seg ved bevegelse. Den kan forenkle tilpassing rundt stomien slik at man unngår lekkasje og sår hud.

BE COMFORTABLE

- Hudplate med Aloe vera-ekstrakt.
- Hudplaten er spesifikt utformet for urostomi.
- Mykt, vannavstøtende stoff.
- Myk tapp.

BE DISCREET

- Slank design med lav profil som ser mindre ut som et medisinsk hjelpemiddel.

- Posematerialet knitrer ikke.²
- Utløpet brettes inn i posen og festes sikkert med VELCRO® borrelås.

BE IN CONTROL

- Belteører (Soft Convex).
- Blå tydelige berøringspunkter på utløpet er enklere å se og bruke.³

BE YOU

- Leveres i tre farger: svart, hvit og sandfarget.



CONFIDENCE BE® UROSTOMI – UROSTOMI POSER

MAXI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	
13 mm*	640	BULT13ST*	871892	BUL13B	895028	BUL13W	927932	BUL13ST	964585	10

MIDI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	
13 mm*	530	BUT13ST*	920197	BU13B	945108	BU13W	852789	BU13ST	918656	10
21 mm*	530	–	–	BU21B	949173	BU21W	877223	BU21ST	886881	10
25 mm*	530	–	–	BU25B	827228	BU25W	889080	BU25ST	855702	10
28 mm*	530	–	–	BU28B	801723	BU28W	855152	BU28ST	844269	10
32 mm*	530	–	–	BU32B	955289	BU32W	889693	BU32ST	944735	10
35 mm*	530	–	–	BU35B	953440	BU35W	918579	BU35ST	860439	10

*Starthull. *Ferdigklippet. ‡Produktkode. XVolum – Transparent poser: BULT13ST 660ml; BUT13ST 525ml.

MAXI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	
13–25 mm*	660	XBULT1325ST*	835178	XBUL1325B	978564	XBUL1325W	926683	XBUL1325ST	818903	10
13–38 mm*	660	XBULT1338ST*	857256	XBUL1338B	862989	XBUL1338W	897938	XBUL1338ST	832506	10
13–52 mm*	645	XBULT1352ST*	960727	XBUL1352B	912255	XBUL1352W	989966	XBUL1352ST	814721	10

MIDI

STØRR-ELSE	VOLUM/ML	Transparent Sandfarget		Inspeksjonsvindu Svart		Inspeksjonsvindu Hvit		Inspeksjonsvindu Sandfarget		ANTALL
		PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	PK‡	VARENØ	
13–25 mm*	555	XBUT1325ST*	883059	XBUL1325B	961425	XBUL1325W	804358	XBUL1325ST	983929	10
13–38 mm*	555	XBUT1338ST*	946250	XBUL1338B	844025	XBUL1338W	821019	XBUL1338ST	820643	10
13–52 mm*	475	XBUT1352ST*	939772	XBUL1352B	826985	XBUL1352W	883790	XBUL1352ST	894200	10
21 mm*	555	–	–	XBUL21B	949569	XBUL21W	832622	XBUL21ST	950556	10
25 mm*	555	–	–	XBUL25B	939202	XBUL25W	832555	XBUL25ST	977435	10
28 mm*	555	–	–	XBUL28B	897655	XBUL28W	865852	XBUL28ST	896890	10
32 mm*	555	–	–	XBUL32B	876997	XBUL32W	933199	XBUL32ST	998885	10
35 mm*	555	–	–	XBUL35B	954752	XBUL35W	959061	XBUL35ST	972841	10

*Starthull. *Ferdigklippet. ‡Produktkode. XVolum – Transparent poser: XBULT1325ST / XBULT1338ST 675ml; XBULT1352ST 650ml; XBUT1325ST / XBUT1338ST 570ml; XBUT1352ST 500ml.

CONFIDENCE BE® NATTPOSE

Nattposen:

BE IN CONTROL


- Innovativ slange med fine tråder som sørger for at urinen kan passere selv om slangen brettes eller kommer i klem.
- Innebygd håndtak som gjør posen enklere å bære når den må tømmes.
- Visuell låseindikator som viser når posen er lukket.
- Blått tydelig berøringspunkt³
- 2000 ml maksimumkapasitet.

BE COMFORTABLE

- Slangen (1,2 m) er myk og fleksibel for å være mer behagelig og gi økt bevegelsesfrihet.

BE YOU

- 100 % PVC-fri for en mer miljøvennlig nattpose.



Nattstativet:

BE DISCREET

- Pappeske som blir til et diskret stativ som skjuler innholdet i nattposen.
- Sprutbestandig belegg gjør esken mer motstandsdyktig mot væske.

BE IN CONTROL

- Integrerte håndtak for enkel transport.
- Tømmehull slik at posen kan tømmes uten at man må ta den ut av stativet.

BE YOU

- Reduserer plastavfallet fra tradisjonelle nattstativer.

CONFIDENCE BE® NATTPOSE

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
2000 ml	10	BNDB	920137

CONFIDENCE® NATURAL



- Den unike, patenterte Flexifit®-platen bøyer seg ved bevegelse. Den kan tilpasses rundt stomien slik at man unngår lekkasjer og sår hud. Platen er enkel å feste og ta av.
- Hudplate med Aloe Vera-ekstrakt.
- Behagelig og robust beige overflate med gjennomsiktig overlapp som forenkler sikt og plassering.
- Diskré utløp skjuler innholdet i posen.
- Brukervennlig, hard propp med vertikal «av/på»-åpning (*Urostomi poser*).
- Vi bruker kun hudvennlige hydrocolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.



CONFIDENCE® NATURAL



CONFIDENCE® NATURAL – LUKKEDE POSER

MAXI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	520	13*	30	NL13*	847617
Ferdigklippede hull					
Beige med inspeksjonsvindu	520	25	30	NL25	990519
Beige med inspeksjonsvindu	520	35	30	NL35	942871

MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	375	13*	30	N13*	926456
Ferdigklippede hull					
Beige med inspeksjonsvindu	375	25	30	N25	992857
Beige med inspeksjonsvindu	375	28	30	N28	808959
Beige med inspeksjonsvindu	375	32	30	N32	842984
Beige med inspeksjonsvindu	375	35	30	N35	941697
Beige med inspeksjonsvindu	375	38	30	N38	857312

MINI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	185	13*	30	NM13*	883414

*Oppklippbare plater kan klippes opp til 70 mm bredde og 55 mm høyde.



CONFIDENCE® NATURAL – TØMBARE POSER

MAXI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	725	13*	30	NDL13*	855143

MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	585	13*	30	ND13*	964346
Ferdigklippede hull					
Beige med inspeksjonsvindu	585	25	30	ND25	814760
Beige med inspeksjonsvindu	585	28	30	ND28	935436
Beige med inspeksjonsvindu	585	32	30	ND32	858772
Beige med inspeksjonsvindu	585	35	30	ND35	918001
Beige med inspeksjonsvindu	585	38	30	ND38	857961

MINI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	400	13*	30	NDS13*	947347

*Oppklippbare plater kan klippes opp til 70 mm bredde og 55 mm høyde.



CONFIDENCE® NATURAL



CONFIDENCE® NATURAL – UROSTOMI POSER

MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
-------------	--------------	-------------	--------	------------------	--------

Oppklippbar

Beige med inspeksjonsvindu	680	13*	10	NU13*	978248
----------------------------	-----	-----	----	-------	--------

Ferdigklippede hull

Beige med inspeksjonsvindu	680	25	10	NU25	817846
Beige med inspeksjonsvindu	680	28	10	NU28	840423
Beige med inspeksjonsvindu	680	32	10	NU32	985793



MINI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
-------------	--------------	-------------	--------	------------------	--------

Oppklippbar

Beige med inspeksjonsvindu	450	13*	10	NUS13*	841948
----------------------------	-----	-----	----	--------	--------



SALTS ADAPTER

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
-------------	--------	-------------	--------

Til urostomipose	6	NDA6	813083
------------------	---	------	--------



SALTS URINOPPSAMLINGPOSE

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
-------------	--------	-------------	--------


120 cm slange	10	ZL0400	815569
---------------	----	--------	--------

*Oppklippbare plater kan klippes opp til 70 mm bredde og 55 mm høyde.

CONFIDENCE® NATURAL SOFT CONVEX



- Den unike, patenterte Flexifit®-platen bøyer seg ved bevegelse. Den kan tilpasses rundt stomien slik at man unngår lekkasjer og sår hud. Platen er enkel å feste og ta av.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrocolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.
- Hudplate med Aloe Vera-ekstrakt.
- Belteører for økt sikkerhet.
- Behagelig og robust beige overflate med gjennomsiktig overlapp som forenkler sikt og plassering.



CONFIDENCE®

NATURAL SOFT CONVEX



CONFIDENCE® NATURAL SOFT CONVEX – LUKKEDE POSER

MAXI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	560	13–25	10	XNL1325	889481
Beige med inspeksjonsvindu	560	13–38	10	XNL1338	807025
Beige med inspeksjonsvindu	665	13–52	10	XNL1352	994043



MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	425	13–25	10	XN1325	801521
Beige med inspeksjonsvindu	425	13–38	10	XN1338	988128
Beige med inspeksjonsvindu	515	13–52	10	XN1352	815934

Ferdigklippede hull

Beige med inspeksjonsvindu	425	21	10	XN21	932121
Beige med inspeksjonsvindu	425	25	10	XN25	987600
Beige med inspeksjonsvindu	425	28	10	XN28	920736
Beige med inspeksjonsvindu	425	32	10	XN32	834700
Beige med inspeksjonsvindu	425	35	10	XN35	858092
Beige med inspeksjonsvindu	425	38	10	XN38	832454
Beige med inspeksjonsvindu	425	41	10	XN41	897179



MINI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	200	13–25	10	XNM1325	853889
Beige med inspeksjonsvindu	200	13–38	10	XNM1338	904795

SALTS STOMIBELTE

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Elastisk 100 cm justerbart	1	AB01	909286
Elastisk 120 cm justerbart	1	AB02	983721



CONFIDENCE® NATURAL SOFT CONVEX – TØMBAR POSER

MAXI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	750	13–25	10	XNDL1325	964386
Beige med inspeksjonsvindu	750	13–38	10	XNDL1338	869192
Beige med inspeksjonsvindu	755	13–52	10	XNDL1352	877790



MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	600	13–25	10	XND1325	866094
Beige med inspeksjonsvindu	600	13–38	10	XND1338	983604
Beige med inspeksjonsvindu	595	13–52	10	XND1352	983519

Ferdigklippede hull

Beige med inspeksjonsvindu	600	21	10	XND21	854150
Beige med inspeksjonsvindu	600	25	10	XND25	849868
Beige med inspeksjonsvindu	600	28	10	XND28	895330
Beige med inspeksjonsvindu	600	32	10	XND32	826953
Beige med inspeksjonsvindu	600	35	10	XND35	900300
Beige med inspeksjonsvindu	600	38	10	XND38	845572
Beige med inspeksjonsvindu	600	41	10	XND41	857112



MINI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	430	13–25	10	XNDS1325	885366
Beige med inspeksjonsvindu	430	13–38	10	XNDS1338	997953

SALTS STOMIBELTE


BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Elastisk 100 cm justerbart	1	AB01	909286
Elastisk 120 cm justerbart	1	AB02	983721



CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT



- Noe fastere konveksitet enn den populære Confidence® Natural Soft Convex.
- Belteører for økt sikkerhet.
- Behagelig og robust beige overflate med gjennomsiktig overlapp som forenkler sikt og plassering.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrocolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.



CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT – LUKKEDE POSER

MAXI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	545	13–25	10	CCSSL1325	897370
Beige med inspeksjonsvindu	545	13–38	10	CCSSL1338	954624
Beige med inspeksjonsvindu	545	13–52	10	CCSSL1352	870965

MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	370	13–25	10	CCSS1325	874819
Beige med inspeksjonsvindu	370	13–38	10	CCSS1338	977237
Beige med inspeksjonsvindu	370	13–52	10	CCSS1352	966289
Ferdigklippede hull					
Beige med inspeksjonsvindu	370	21	10	CCSS21	877818
Beige med inspeksjonsvindu	370	25	10	CCSS25	852389
Beige med inspeksjonsvindu	370	28	10	CCSS28	822133
Beige med inspeksjonsvindu	370	32	10	CCSS32	805673
Beige med inspeksjonsvindu	370	35	10	CCSS35	813851
Beige med inspeksjonsvindu	370	38	10	CCSS38	824234

SALTS STOMIBELTE

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Elastisk 100 cm justerbart	1	AB01	909286
Elastisk 120 cm justerbart	1	AB02	983721

Merk: Denne konveksiteten bør bare brukes etter vurdering av stomisykepleier.

CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT



CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT – TØMBARE POSER

MAXI – OPPKLIPPBAR

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENØR
Beige med inspeksjonsvindu	715	13–25	10	CDSSL1325	847408
Beige med inspeksjonsvindu	715	13–38	10	CDSSL1338	854710
Beige med inspeksjonsvindu	715	13–52	10	CDSSL1352	997984

MIDI – OPPKLIPPBAR

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENØR
Beige med inspeksjonsvindu	580	13–25	10	CDSS1325	829014
Beige med inspeksjonsvindu	580	13–38	10	CDSS1338	848278
Beige med inspeksjonsvindu	580	13–52	10	CDSS1352	823258

MIDI – FERDIGKLIPPEDE HULL

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENØR
Beige med inspeksjonsvindu	580	21	10	CDSS21	835293
Beige med inspeksjonsvindu	580	25	10	CDSS25	887689
Beige med inspeksjonsvindu	580	28	10	CDSS28	979919
Beige med inspeksjonsvindu	580	32	10	CDSS32	824033
Beige med inspeksjonsvindu	580	35	10	CDSS35	931129
Beige med inspeksjonsvindu	580	38	10	CDSS38	827557

MINI – OPPKLIPPBAR

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENØR
Beige med inspeksjonsvindu	405	13–25	10	CDSSS1325	834480
Beige med inspeksjonsvindu	405	13–38	10	CDSSS1338	896222
Beige med inspeksjonsvindu	405	13–52	10	CDSSS1352	959562

SALTS STOMIBELTE

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
Elastisk 100 cm justerbart	1	AB01	909286
Elastisk 120 cm justerbart	1	AB02	983721

Merk: Denne konveksiteten bør bare brukes etter vurdering av stomisykepleier.



CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT – UROSTOMI POSER

MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENØR
Oppklippbar					
Beige med inspeksjonsvindu	675	13–25	10	CUSS1325	907203
Beige med inspeksjonsvindu	675	13–38	10	CUSS1338	810905

Ferdigklippede hull

Beige med inspeksjonsvindu	675	21	10	CUSS21	989810
Beige med inspeksjonsvindu	675	25	10	CUSS25	934012
Beige med inspeksjonsvindu	675	28	10	CUSS28	878037
Beige med inspeksjonsvindu	675	32	10	CUSS32	905397

SALTS STOMIBELTE

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
Elastisk 100 cm justerbart	1	AB01	909286
Elastisk 120 cm justerbart	1	AB02	983721

SALTS ADAPTER

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
Til urostomipose	6	NDA6	813083

SALTS URINOPPSAMLINGSPOSE

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
120 cm slange	10	ZL0400	815569

Merk: Denne konveksiteten bør bare brukes etter vurdering av stomisykepleier.

HARMONY® DUO MED FLEXIFIT® OG ALOE VERA



- Den unike, patenterte Flexifit®-platen bøyer seg ved bevegelse. Den kan tilpasses rundt stomien slik at man unngår lekkasjer og sår hud.
- Hudplate med Aloe Vera-ekstrakt.
- Haken på posen er tilpasset markøren på platen og danner et enkelt festesystem.
- Behagelig og robust beige overflate med gjennomsiktig overlapp som forenkler sikt og plassering.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrocolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.



**STANDARD
HUDPLATE**
med Flexifit® og
Aloe Vera



**SOFT KONVEKS
HUDPLATE**
med Flexifit® og
Aloe Vera



HARMONY® DUO – HUDPLATE

STANDARD med Flexifit® og Aloe Vera

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKT-KODE	VARENR	PASSER TIL POSER		
				1332	1350	1370
13–25 mm°	10	FHD1332	874092	✓	–	–
13–38 mm°	10	FHD1350	917409	–	✓	–
13–52 mm°	10	FHD1370	950130	–	–	✓

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKT-KODE	VARENR	PASSER TIL POSER		
				1332	1350	1370
21 mm*	10	FHD21	886296	✓	–	–
25 mm*	10	FHD25	926294	✓	–	–
28 mm*	10	FHD28	885887	✓	–	–
32 mm**	10	FHD32	820490	–	✓	–
35 mm**	10	FHD35	811336	–	✓	–
38 mm**	10	FHD38	981496	–	✓	–

SOFT KONVEKS med Flexifit® og Aloe Vera

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKT-KODE	VARENR	PASSER TIL POSER		
				1332	1350	1370
13–25 mm°	5	XFHD1325	871589	✓	–	–
13–38 mm°	5	XFHD1338	947534	–	✓	–
13–52 mm°	5	XFHD1352	988945	–	–	✓

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKT-KODE	VARENR	PASSER TIL POSER		
				1332	1350	1370
21 mm*	5	XFHD21	857591	✓	–	–
25 mm*	5	XFHD25	977688	✓	–	–
28 mm*	5	XFHD28	881044	✓	–	–
32 mm**	5	XFHD32	801989	–	✓	–
35 mm**	5	XFHD35	948989	–	✓	–
38 mm**	5	XFHD38	979266	–	✓	–

*Starthull. *Ferdigklippet til passer 13–32mm poser. **Ferdigklippet til passer 13–50mm poser.
Det spiller ingen rolle om du trenger en liten, standard eller stor pose, denne matrisen gjelder uansett.
Merk: Denne konvekseteten bør bare brukes etter vurdering av stomisykepleier.

HARMONY® DUO

MED FLEXIFIT® OG ALOE VERA



HARMONY® DUO – LUKKEDE POSER

MAXI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Beige	520	13–32	30	HDCL1332*	966628
Beige	485	13–50	30	HDCL1350**	924320
Beige	550	13–70	30	HDCL1370***	955804



MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Beige	410	13–32	30	HDC1332*	879466
Beige	360	13–50	30	HDC1350**	964706
Beige	395	13–70	30	HDC1370***	862922



MINI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Beige	180	13–32	30	HDCM1332*	999095
Beige	120	13–50	30	HDCM1350**	939300
Beige	215	13–70	30	HDCM1370***	897645

*Passer til plater 13–32 mm. **Passer til plater 13–50 mm. ***Passer til plater 13–70 mm.



HARMONY® DUO – TØMBARE POSER

MAXI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Beige med inspeksjonsvindu	725	13–32	30	HDDL1332*	834110
Beige med inspeksjonsvindu	725	13–50	30	HDDL1350**	834909
Beige med inspeksjonsvindu	560	13–70	30	HDDL1370***	906752



MIDI

BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Beige med inspeksjonsvindu	585	13–32	30	HDD1332*	990971
Beige med inspeksjonsvindu	540	13–50	30	HDD1350**	863756
Beige med inspeksjonsvindu	435	13–70	30	HDD1370***	918209



MINI


BESKRIVELSE	VOLUM/ ML	HULL/ MM	ANTALL	PRODUKT- KODE	VARENR
Beige med inspeksjonsvindu	400	13–32	30	HDDS1332*	825743
Beige med inspeksjonsvindu	355	13–50	30	HDDS1350**	874991
Beige med inspeksjonsvindu	270	13–70	30	HDDS1370***	907169

*Passer til plater 13–32 mm. **Passer til plater 13–50 mm. ***Passer til plater 13–70 mm.

CONFIDENCE® COMFORT NEONATAL/ BARN MED FLEXIFIT®



- Designet for babyer, småbarn og eldre barn.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrocolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.
- Finnes i beige med transparent overlapp eller i helt transparente varianter.



CONFIDENCE® COMFORT NEONATAL/BARN – TØMBARE POSER

BARN

BESKRIVELSE	VOLUM/ML	HULL/MM	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
Beige med inspeksjonsvindu					
Oppklippbar, intet starthull	250	0–40	30	CFPNH	830701
Oppklippbar	250	8–40	30	CFP8	899861

NEONATAL

BESKRIVELSE	VOLUM/ML	HULL/MM	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
Beige med inspeksjonsvindu					
Oppklippbar, intet starthull	95	0–40	30	CFNNH	882643
Oppklippbar	95	8–40	30	CFN8	991272
Transparent forside					
Oppklippbar, intet starthull	95	0–40	30	CFNTNH	835564
Oppklippbar	95	8–40	30	CFNT8	948855

SÅR- OG FISTELPOSE MED FLEXIFIT® (ikke-steril)



Fistelpose med unik Flexifit® hudplate. Den lille fistelposen vår leveres med horisontal eller vertikal hudplate, avhengig av sårets eller fistelens plassering. Medium fistelpose leveres med en lang, smal hudplate som passer perfekt mellom andre plater eller bandasjer – ideell for åpne (ikke-sterile) snittsår midt på magen. Alle produkter har den unike Flexifit®-platen, som beveger seg i takt med kroppen.



Egenskaper:

- Dette tømbare alt-i-ett-produktet leveres i tre ulike størrelser og egner seg for en rekke fistler og sår.
- Den unike Flexifit®-platen er bare 1 mm tykk. De seks spaltene danner fleksible kompresjonssoner for tettere passform.
- Posene er egnet for lav til moderat væsning og leveres med luktesistent film.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrokolloider, basert på forskning anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.
- Tilbakeslagsventilen og det store utløpet sørger for at også tykk sårveske kan dreneres.
- Kontinuerlig drenering kan festes til utløpet enten innvendig eller utvendig.

CONFIDENCE® SÅR OG FISTEL POSER MED FLEXIFIT® (ikke-sterile)

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
LITEN – Vannrette sår med opptil 60 mm bredde og 40 mm høyde. Volum 60 ml.*	10	CWM01	996194
LITEN – Loddrette sår med opptil 40 mm bredde og 60 mm høyde. Volum 60 ml.*	10	CWM02	883923
MEDIUM – Loddrette sår med opptil 53 mm bredde og 150 mm høyde. Volum 60 ml.*	10	CWM03	927508

*Målt til non-return ventil.

SALTS FORMBARE RINGER MED ALOE



- De formbare ringene behøver ikke å varmes opp og beholder festeevnen også når de strekkes og formes til riktig størrelse.
- Formes til nøyaktig samme form og størrelse som stomien og bidrar dermed til å forebygge lekkasjer som forårsaker sår hud.
- De følger magens linjer og sørger for en spesialtilpasset, behagelig, lekkasjesikker tetning.
- Forlenger brukstiden.
- Sitter sikkert på plass ved bevegelse.
- Kan deles opp, legges lagvis og rulles sammen for å fylle ut ujevnheter og folder i huden.
- Enkle å løse fra kroppen.
- Med Aloe Vera-ekstrakt.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrocolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.



SALTS FORMBARE RINGER MED ALOE

DIAMETER	TYKKELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
15 mm–40 mm	3 mm	30	SMSAT15	966347
35 mm–70 mm	3 mm	30	SMSAT35	958444
15 mm–40 mm	4,2 mm	30	SMSAS15	843978
35 mm–70 mm	4,2 mm	30	SMSAS35	874269
15 mm–100 mm	3 mm	10	SMSAL	955053

SALTS FORMBARE RINGER



- De formbare ringene behøver ikke å varmes opp og beholder festeevnen også når de strekkes og formes til riktig størrelse.
- Formes til nøyaktig samme form og størrelse som stomien og bidrar dermed til å forebygge lekkasjer som forårsaker sår hud.
- De følger magens linjer og sørger for en spesialtilpasset, behagelig, lekkasjesikker tetning.
- Forlenger brukstiden.
- Sitter sikkert på plass ved bevegelse.
- Kan deles opp, legges lagvis og rulles sammen for å fylle ut ujevnheter og folder i huden.
- Enkle å løse fra kroppen.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrocolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.



SALTS FORMBARE RINGER

	STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
TYNN	15–50 mm, Tykkelse 3 mm	30	SMST	829545
STANDARD	15–50 mm, Tykkelse 4.2 mm	30	SMSS	898198
STOR	15–100 mm, Tykkelse 3 mm	10	SMSL	978062

SALTS ALOE-RINGER



- Tynne, hudvennlige hydrokolloid-ringer.
- Fleksibel hydrokolloid.
- Med Aloe Vera-ekstrakt.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrocolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.



SALTS ALOE-RINGER

INDRE DIAMETER	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Ø 25 mm	30	SAR25	988037
Ø 32 mm	30	SAR32	880994
Ø 38 mm	30	SAR38	841001
Ø 45 mm	30	SAR45	927879

SALTS STOMIKRAGE



Denne innovative stomikragen danner en barriere rundt kanten av stomien. Beskyttelseskragen kan gi stomien retning og en bedre form, slik at stomien peker direkte inn i posen og avføring ikke kommer i kontakt med huden. Den tynne og fleksible kragen er ideell for alle runde stomier og er laget av et ekstremt mykt materiale som følger kroppens bevegelser.



SALTS STOMIKRAGE

STØRRELSE PÅ STOMIN	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
17,5 mm–20 mm	30	DC20	811997
20,5 mm–23 mm	30	DC23	960159
23,5 mm–26 mm	30	DC26	981473
26,5 mm–29 mm	30	DC29	943418
29,5 mm–32 mm	30	DC32	951175
32,5 mm–35 mm	30	DC35	951735
35,5 mm–38 mm	30	DC38	979655
38,5 mm–41 mm	30	DC41	834022

SALTS PLATEFORLENGER



Salts Plateforlenger med Aloe Vera

- Hudvennlige hydrokolloid-strips kan legges rundt kanten av hudplaten.
- 120-graders form.
- 3 deler for å lage en komplett tetning rundt kanten av platen.
- Med Aloe Vera-ekstrakt.
- Vi bruker kun hudvennlige hydrokolloider, og forskningen vår på disse er anerkjent av British Skin Foundation og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance.



Salts plateforlenger

Hudvennlige hydrokolloid-strips, men uten Aloe Vera.

SALTS PLATEFORLENGER MED ALOE

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
En størrelse passer alle	30	SPHA2INT	947085

SALTS PLATEFORLENGER

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
En størrelse passer alle	30	SPH1	928820

SALTS KLEBERFJERNER



- Salts klebefjerner tar effektivt bort limrester og virker oppfriskende på huden.
- Frisk duft av peppermynte.
- Bag-on-valve-teknologi for å kunne spraye i alle vinkler.
- Lydsvak spray for diskret bruk.
- Liten og praktisk 50 ml boks.
- Også tilgjengelig som serviett med lavendel duft.



SALTS KLEBERFJERNER

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Spray	50 ml	WAPX	827096
Våtserviett	30	WA1	949881

SALTS

HUDBESKYTTELSESFILM

- Salts hudbeskyttelsesfilm i form av servietter/ skumapplikator danner en film på huden umiddelbart rundt stomien.
- Kan beskytte huden mot lekkasjer.
- Kan forebygge sår hud på grunn av hyppige poseskift.
- Hudfilmen er vannløselig.



SALTS HUDBESKYTTELSESFILM

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
Våtserviett	30 poser	PPS1	833928
Skumapplikator	5	PPS2	918277

SALTS

SKIN LOTION

Hudbeskyttelses lotion til behandling av rød og irritert peristomal hud. 1–2 dråper påføres og smøres godt inn i huden før ny pose settes på.



SALTS SKIN LOTION

BESKRIVELSE	STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
Hudbeskyttelses lotion	28 ml	1	833006	883476

SALTS

HUDBESKYTTELSESPATER

Salts hudbeskyttelsesplate er utviklet for å forebygge sårhet og øke festeevnen.

- Enkel å klippe til og feste.
- Fleksibel og myk hydrokolloid for økt komfort.



SALTS HUDBESKYTTELSESPATER

STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENØR
15x15 cm	5	PW1515	986306
10x10 cm	10	PW1010	961546

SALTS

TILBEHØR & HJELPEMIDLER

SALTS NO-STING STOMIPASTA

Salts No-Sting stomipasta hjelper til med å danne en jevn overflate, ideell å feste posen på, ved å fylle ut furer og hudfolder for å forhindre lekkasjer. Og fordi den er alkoholfri, svir ikke Salts hudvennlige stomipasta slik som annen tradisjonell stomipasta.



SALTS ADAPTER TIL UROSTOMI

Adapter til urostomibandasjen kan forskrives separat. I hver pakning med urostomiposer medfølger 2 stk. adaptere, men noen ganger kan det være behov for flere.



SALTS URINOPPSAMLINGSPOSE

- 120 cm lang slange gir større bevegelsesfrihet.
- Koblingen roterer 360 grader, og det gir økt bevegelsesfrihet og redusert risiko for knekk på slangen.
- Volum: 2000 ml.
- Tappekran på 2-litersposen.
- Kostnadseffektivt alternativ til engangsposer.



CONFIDENCE BE® OG SALTS JUSTERBARE STOMIBELTER

For å komplettere vårt utvalg av konvekse produkter, har vi et stort utvalg av justerbare stomibelter for ekstra sikkerhet og sinnsro. Confidence BE® justerbare stomibelter leveres i svart, hvitt og sand for å matche Confidence BE® Soft Convex-posen. Salts justerbare stomibelter passer til de aller fleste 1-delte og 2-delte produkter med konvekse plater og belteører.



SALTS NO-ROMA

Luktfjernende væske. En dråpe Salts No-Roma i stomiposen uskadeliggjør luktproduserende bakterier. Drypp væsken i bunnen av stomiposen.



SALTS NO-STING STOMIPASTA

BESKRIVELSE	STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Stomipasta	60 g	1	NSP1	978626

SALTS ADAPTER TIL UROSTOMI

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Adapter til urostomipose	6	NDA6	813083

SALTS URINOPPSAMLINGSPOSE

BESKRIVELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Urinoppsamlingspose	10	ZL0400	815569

CONFIDENCE BE® JUSTERBART STOMIBELTE

BESKRIVELSE		ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Belte – Svart	100 cm	1	BB01B	883913
Belte – Hvit	100 cm	1	BB01W	815432
Belte – Sandfarget	100 cm	1	BB01ST	859137

SALTS STOMIBELTE

BESKRIVELSE	STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Belte	100 cm	1	AB01	909286
Belte	120 cm	1	AB02	983721

SALTS NO-ROMA

BESKRIVELSE	STØRRELSE	ANTALL	PRODUKTKODE	VARENR
Luktfjernende væske	28 ml	1	833021	854353

februar 2026

Produktene i denne brosjyren er godkjent av
HELFO og leveres fra Salts distributør i Norge.
Varebestilling:

Medivatus AS



kundeservice@medivatus.com



913 80 080

For ytterligere opplysninger og råd
om produkter fra Salts Healthcare kan
du kontakte:



22 09 94 41



hello@salts.co.no



www.salts.co.no

Følg oss:



@SaltsHealthcare



saltshealthcare.no



Salts Healthcare Norge



© Registrerte varemerker for Salts Healthcare Norge AS. © Salts Healthcare Norge AS 2026.

Produkter og varemerker tilhørende Salts Healthcare Norge AS er beskyttet av patenter, registrerte design og varemerker i Storbritannia og andre land. VELCRO® er et registrert varemerke for Velcro BVBA. Brukt med tillatelse. Flere opplysninger finnes på www.salts.co.uk **Referanser:** **1.** Salts Healthcare Adhesive Testing Report: February 2024. **2.** Confidence BE® Urostomy Phase 1 and 2 clinical surveys. Data on file. Salts Healthcare 2022. **3.** Dzulkifli, M.A., & Mustafar, M.F. (2013). The influence of colour on memory performance: a review. *The Malaysian journal of medical sciences: MJMS*, 20(2), 3–9. RM765293 02/26 v9